



Molekulare Erregerdiagnostik

Real-Time PCR

- Hepatitis Viren (HAV, HBV, HCV)
- Humane Papillomviren (HPV)
- Herpesviren
- TORCH Infektionen
- Human Immundefizienz-Virus (HIV)
- Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
- Infektionen der Atemwege
- Gefährliche Infektionen
- Pyogene Infektionen

*Ihr Partner für zuverlässige Ergebnisse
in Routine und Forschung*



Molekulare Erregerdiagnostik Real-Time PCR

Hepatitis Viren

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> HAV Real-TM Qual	AMP 200-V4-50FRT	qualitativ	50	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> HBV Real-TM Quant DX	AMP 200-V5-96/3FRT	quantitativ	96	7 - 10 ⁸ IU/ml	SA, RG, optimiert iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> HCV Real-TM Quant DX	AMP 200-V1-96/3FRT	quantitativ	96	13 - 10 ⁸ IU/ml	SA, RG, optimiert iQ, SC, MX, A, B

Humane Papillomviren (HPV)

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> HPV 14 Screening &16,18,45 Typing Real-TM Quant	AMP 200-V31-100/F FRT	quantitativ	96	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, B, iQ, MX, A
<input type="checkbox"/> HPV Genotypes 14 Real-TM Quant	AMP 200-V67-100FRT	quantitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, MX, iQ, A, B

Herpesviren

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> CMV Real-TM Quant	AMP 200-TV7-100/2FRT	quantitativ	100	2 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> HSV 1/2 Real-TM	AMP 200-V8-100FRT	qualitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> EBV Real-TM Quant	AMP 200-V9-50FRT	quantitativ	50	2 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> HHV6 Real-TM Quant	AMP 200-V10-100FRT	quantitativ	100	2 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> VZV Real-TM	AMP 200-V61-50FRT	qualitativ	50	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B

TORCH Infektionen

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> Rubella Real-TM	AMP 200-V24-50FRT	qualitativ	50	1 x 10 ³ copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii Real-TM	AMP 200-P1-50FRT	qualitativ	50	4 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Parvovirus B19	AMP 200-V49-50FRT	quantitativ	50	2 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC

Humanes Immundefizienz- Virus (HIV)

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> HLA B*5701	AMP 200-H53-100FRT	qualitativ	100	1 x 10 ³ cells/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis Real-TM	AMP 200-TB1-100FRT	qualitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Neisseria gonorrhoeae Real-TM	AMP 200-B5-100FRT	qualitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Trichomonas vaginalis Real-TM	AMP 200-B6-100FRT	qualitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Candida albicans Real-TM	AMP 200-F1-100FRT	qualitativ	100	1 x 10 ³ copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Treponema pallidum Real-TM	AMP 200-B20-100FRT	qualitativ	100	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC

Infektionen der Atemwege

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> Influenza A, B Real-TM	AMP 200-V36-100FRT	qualitativ	100	1 x 10 ³ copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B
<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae/ Chl. pneumoniae Real-TM	AMP 200-B42-4-50FRT	qualitativ	50	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, B
<input type="checkbox"/> Legionella pneumophila Real-TM	AMP 200-B50-50FRT	quantitativ	50	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, B
<input type="checkbox"/> Bordetella pertussis/ B. parapertussis/ B. bronchiseptica Real-TM	AMP 200-B84-100FRT	qualitativ	100	1 x 10 ³ copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B

Gefährliche Infektionen

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> West Nile Virus Real-TM	AMP 200-V53-50FRT	qualitativ	50	5 x 10 ² copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B, LC
<input type="checkbox"/> Dengue Genotypes Real-TM	AMP 200-V63-G-50FRT	qualitativ	50	500 copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B

Pyogene Infektionen

Produktbezeichnung, CE-markiert	Katalognummer	Test Typ	Reaktionen	Sensitivität /Linearität	Validierte Cycler
<input type="checkbox"/> Streptococcus B Real-TM Quant	AMP 200-B77-100FRT	quantitativ	100	300 copies/ml	SA, RG, iQ, SC, MX, A, B

Validierte Cycler = A: SaCycler - RG: Rotor-Gene - iQ: Biorad iQ5 - SC: SmartCycler - MX: MX3005P - A: Applied - B: CFX-96 - LC: LightCycler 2.0

↳ Gerne können Sie die gesamte Produktliste Molekulardiagnostik (Real-Time PCR & NGS), aufgeteilt in die Bereiche Molekulare Turmordiagnostik, Molekulare Erregerdiagnostik, Molekulargenetik und DNA-/ RNA-Extraktion, anfordern.